

Что случилось с индивидуальным слуховым аппаратом?

Если слуховой аппарат, несмотря на регулярный уход, перестанет функционировать, то, прежде чем сдавать его в ремонт, проверьте: может быть, Вы сами сможете устранить мелкую неисправность?

Неисправность	Причина	Способ исправления
Аппарат свистит	Повреждена трубочка	Заменить
	Вкладыш плохо вставлен в слуховой проход	Удалить и вставить заново
	Установлено слишком большое усиление	Уменьшить усиление регулятором громкости
Аппарат молчит	Аппарат выключен	Включить
	Переключатель в положении «Т»	Переключить в положение «М»
	Села батарейка	Заменить батарейку
	Батарейка загрязнена	Протереть батарейку салфеткой
	Батарейка неправильно вставлена	Вынуть и вставить батарейку правильно
	Забился ушной вкладыш	Прочистить отверстия вкладыша
	В трубочке капли воды	Выдуть воду с помощью резиновой груши
Слабый сигнал аппарата	Села батарейка	Заменить батарейку

Если предложенные меры не привели к устранению неисправности, Вам необходимо обратиться в организацию, продавшую Вам слуховой аппарат, или осуществляющую сервисное обслуживание СА.